


Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Pth1R Umano Per Citometria A Flusso - Q03431

Numero articolo: CM0010046



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il PTH1R umano, coniugato con , validato per la citometria a flusso. Il recettore 1 dell'ormone paratiroideo (PTH1R) è un recettore accoppiato a proteine G coinvolto nell'omeostasi del calcio. Ideale per applicazioni di ricerca e diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-PTH1R umano
Note/Alias	PFE; EKNS; PTHR; PTHR1
Specie	Umano
ID Gene	5745
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-188 del PTH1R umano (NP_000307.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q03431
Peso proteico	66kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio