


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pth1R Umano Per Citometria A Flusso - Q03431

Numero articolo: CM0009955



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro il PTH1R umano (recettore 1 dell'ormone paratiroideo), validato per la citometria a flusso. Indicato per la ricerca sulla segnalazione dei GPCR e sulle patologie ossee e renali. Specifico per il PTH1R umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-PTH1R umano
Note/alias	PFE; EKNS; PTHR; PTHR1
Specie	Umano
GeneID (umano)	5745
GeneID	5745
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-188 del PTH1R umano (NP_000307.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q03431
Peso della proteina	66 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico