


Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Umano Rankl/Cd254 Mab - O14788

Numero articolo: CM0010352



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che riconosce RANKL/CD254 umano per citometria a flusso intracellulare. Uno strumento essenziale per studiare la differenziazione degli osteoclasti, il metabolismo osseo e le interazioni tra cellule T/dendritiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano RANKL/CD254 mAb
Note/Alias	ODF; OPGL; sOdf; CD254; OPTB2; RANKL; TNLG6B; TRANCE; hRANKL2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8600
ID Gene	8600
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 136-317 di RANKL/CD254 umano (NP_003692.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O14788
Peso Proteico	27kDa/30kDa/35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio