


Coniglio Anti-Umano Ror1 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - Q01973

Numero articolo: CM0009077



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si targeting al dominio extracellulare umano ROR1 (aa 24-403). Validato per la citometria a flusso. Adatto per la ricerca sul cancro, la neurobiologia e la trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano ROR1 mAb
Osservazioni/Alias	NTRKR1; dj537F10.1
Specie	Umano
Gene ID	4919
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 24-403 di ROR1 umano (NP_005003.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q01973
Peso Proteico	104kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio