


Anticorpo Monoclonale Coniugato Rabbit Anti-Uomo Ror1 Per Citometria A Flusso - Q01973

Numero articolo: CM0008137



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit coniugato che riconosce ROR1 umano, validato per citometria a flusso. Specifico per ROR1 umano, rileva una proteina di 104 kDa. Adatto per ricerche sulla segnalazione Wnt e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Rabbit anti-Human ROR1 mAb
Note/Alias	NTRKR1; dj537F10.1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4919
GeneID	4919
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-403 di ROR1 umano (NP_005003.2)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Uomo
SWISS	Q01973
Peso Proteico	104 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio