

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Siglec-8 Umano Per Fc - Q9Nyz4

Numero articolo: CM0011688



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro la Siglec-8 umana (SAF-2). Validato per la citometria a flusso, rileva la lectina di membrana da 44-54 kDa presente su eosinofili, basofili e mastociti. Ideale per l'immunofenotipizzazione e la ricerca sulle allergie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Siglec-8 umano
Note/Alias	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L
Specie	Umano
GeneID	27181 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 17-363 della Siglec-8 umana (NP_055257.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9NYZ4
Peso della proteina	44kDa/46kDa/54kDa
Spedizione	Borsa refrigerante