

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Siglec-8 Umano Per Citometria A Flusso - Q9Nyz4

Numero articolo: CM0011361



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato di alta qualità diretto contro Siglec-8 umano. Specifico per applicazioni di citometria a flusso, ideale per lo studio della biologia di eosinofili, mastociti e basofili. Reattività confermata con campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human Siglec-8 mAb
Annotazioni/Alias	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	27181
GeneID	27181
Immunogeno	Proteina ricombinante di fusione contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 17-363 di Siglec-8 umano (NP_055257.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	Q9NYZ4
Peso proteico	44kDa/46kDa/54kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio