


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Siglec-8 Umano Per Citometria A Flusso - Q9Nyz4

Numero articolo: CM0011530



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con diretto contro la proteina umana Siglec-8 (Q9NYZ4), validato per citometria a flusso. Rileva specificamente Siglec-8 su basofili, mastociti ed eosinofili.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human Siglec-8 mAb
Annotazioni/Alias	SIGLEC8, SAF2, SIGLEC-8, SIGLEC8L, lectina 8 simile all'immunoglobulina legante l'acido sialico
Specie	Uomo
Gene ID	27181
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 17-363 della proteina umana Siglec-8 (NP_055257.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9NYZ4
Peso proteico	44kDa/46kDa/54kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio