

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Umano Siglec-8 Per Citometria A Flusso - Q9Nyz4

Numero articolo: CM0009340



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che riconosce la proteina umana Siglec-8 (SAF-2). Progettato per la citometria a flusso per rilevare eosinofili, basofili e mastociti. L'immunogeno ricombinante garantisce un'elevata specificità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale di Coniglio anti-Umano Siglec-8
Note/Alias	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L
Specie	Umano
GeneID	27181 (umano)
Immunogeno	Proteina ricombinante (aa 17-363 della Siglec-8 umana, NP_055257.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9NYZ4
Peso Proteico	44kDa/46kDa/54kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio