

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Siglec9 Per Citometria A Flusso - Q9Y336

Numero articolo: CM0009499

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-Umano SIGLEC9 coniugato per citometria a flusso. Rileva CD329 su neutrofili e monociti umani. Immunogene ricombinante; peso proteico 50-52 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-Umano SIGLEC9 mAb
Osservazioni/Alias	CD329; CDw329; FOAP-9; siglec-9; OBBP-LIKE
Specie	Umano
ID Gene	27180 (Umano)
Immunogene	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-348 di SIGLEC9 umano (NP_055256.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9Y336
Peso proteico	50kDa, 52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio