

Rabbit Anti-Human Syk Mab Per Fc (Intra) - P43405

Numero articolo: CM0006253



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che targeting Syk umano (p72-Syk). Progettato per citometria a flusso intracellulare. Ideale per investigare la segnalazione del recettore delle cellule B, l'immunità innata e le vie di attivazione delle piastrine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Human Syk mAb
Osservazioni/Alias	IMD82; p72-Syk
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6850
GeneID	6850
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 251-350 di Syk umano (NP_003168.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Umano
SWISS	P43405
Peso proteico	72kDa/70kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio