

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Syk Umano Per Fc (Intra) - P43405

Numero articolo: CM0010992



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che riconosce la tirosin-chinasi SYK umana (p72-Syk). Validato per citometria a flusso intracellulare su campioni umani. Essenziale per studi sulla segnalazione del recettore delle cellule B e sull'immunità innata. UniProt P43405.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Syk Umano
Note/Alias	IMD82; p72-Syk
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6850
ID Gene	6850
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 251-350 della proteina Syk umana (NP_003168.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P43405
Peso Proteico	72kDa/70kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio