

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Syndecan 4 Umano Per Fc - P31431

Numero articolo: CM0010381



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-Syndecan 4 umano, validato per FC. Riconosce la Syndecan-4 umana (SYND4), un proteoglicano di superficie cellulare che regola la biogenesi degli esosomi. Immunogeno ricombinante. Ideale per citometria a flusso.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Human Syndecan 4
Note/Alias	SYND4
Specie	Uomo
GeneID	6385
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-145 della Syndecan 4 umana (NP_002990.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	P31431
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio