

Anticorpo Monoclonale Coniglio Contro T-Bet/Tbx21 Umano Per Citometria A Flusso - Q9UI17

Numero articolo: CM0011625

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro T-bet/Tbx21 umano, validato per citometria a flusso intracellulare. Ideale per studi sulla differenziazione dei linfociti Th1, immunofenotipizzazione e analisi dei fattori di trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human T-bet/Tbx21 mAb
Note/Alias	TBX21; T-PET; T-bet; TBET; TBLYM; T-box 21
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	30009
ID Gene	30009
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 322-535 di T-bet/Tbx21 umano (NP_037483.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9UL17
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio