

Anticorpo Monoclonale Conigliato Anti-T-Bet/Tbx21 Umano Per Citometria Di Flusso Intracellulare - Q9UL17

Numero articolo: CM0004218

introduzione

Anticorpo monoclonale conigliato coniugato diretto contro T-bet/Tbx21 umano (Q9UL17). Validato per citometria di flusso intracellulare, ideale per l'analisi della linea cellulare Th1 e gli studi sulla risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Human T-bet/Tbx21
Note/Alias	TBX21; T-PET; T-bet; TBET; TBLYM; T-box 21
Specie	Umana
ID gene (Umano)	30009
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 322-535 di T-bet/Tbx21 umano (NP_037483.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9UL17
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio