


Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Umano Tie-2/Cd202B Per Fc - Q02763

Numero articolo: CM0004933



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato mirato all'umano Tie-2/CD202b (recettore dell'Angiopietina-1), validato per citometria a flusso (FC). Ideale per la ricerca su angiogenesi, biologia vascolare e cellule endoteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano Tie-2/CD202b
Note/Alias	TIE2; VMCM; GLC3E; TIE-2; VMCM1; CD202B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7010
GeneID	7010
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-745 di Tie-2/CD202b umano (NP_000450.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q02763
Peso Proteico	126kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio