


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Tigit Umano Per Citometria A Flusso - Q495A1

Numero articolo: CM0010639



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro TIGIT umano (Q495A1), validato per citometria a flusso. Ideale per la ricerca su checkpoint immunitari e studi sull'inibizione di linfociti T e cellule NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Human TIGIT
Note/Alias	VSIG9; VSTM3; WUCAM
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	201633
Immunogeno	Proteina ricombinante o proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-141 di TIGIT umano (NP_776160.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q495A1
Peso proteico	18kDa/26kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio