

Rabbit Anti-Human Tim-3/Havcr2 Mab Per Citometria A Flusso - Q8Tdq0

Numero articolo: CM0010185



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio mirato al TIM-3/HAVCR2 umano (CD366). Validato per la citometria a flusso, questo reagente consente il rilevamento del TIM-3 sulle cellule immunitarie per la ricerca in immunologia e immuno-oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Human TIM-3/HAVCR2 mAb
Osservazioni/Alias	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Specie	Umano
GeneID (umano)	84868
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-200 del TIM-3/HAVCR2 umano (NP_116171.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q8TDQ0
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio