

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Tim-3/Havcr2 Umano Per Citometria A Flusso - Q8Tdq0

Numero articolo: CM0009771



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit coniugato con rivolto a TIM-3/HAVCR2 umano, validato per citometria a flusso (FC). Ideale per studi sulla regolazione dei checkpoint immunitari, l'esaurimento dei linfociti T e la ricerca sull'immunoterapia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Specificazione	Dettaglio
Nome del prodotto	Rabbit anti-Human TIM-3/HAVCR2 mAb
Annotazioni/Alias	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Specie	Umana
GenelD	84868
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umana
SWISS	Q8TDQ0
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio