


Coniglio Anti-Umano Tim-3/Havcr2 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - Q8Tdq0

Numero articolo: CM0005164



introduzione

Questo anticorpo monoclonale coniugato di origine coniglio è mirato contro TIM-3/HAVCR2 (CD366) umano, ideale per l'analisi mediante citometria a flusso dell'espressione dei checkpoint immunitari sulle cellule T, cellule NK e cellule dendritiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano TIM-3/HAVCR2 mAb
Note/Alias	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	84868
Gene ID	84868
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-200 di TIM-3/HAVCR2 umano (NP_116171.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q8TDQ0
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio