

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Tlr1 Umano Per Fc - Q15399

Numero articolo: CM0010184



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro TLR1 umano (CD281), validato per la citometria a flusso. Riconosce il recettore toll-like 1, coinvolto nella risposta immunitaria innata ai lipopeptidi batterici. Adatto per la ricerca in immunologia e nelle malattie infettive.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-TLR1 umano
Note/alias	TIL; CD281; rsc786; TIL. LPRS5
Specie	Umano
GeneID (umano)	7096
GeneID	7096
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 325-424 del TLR1 umano (NP_003254.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q15399
Peso della proteina	90 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante