

Anticorpo Monoclonale Coniugato, Coniglio Anti-Umano Tlr1 Per Fc - Q15399

Numero articolo: CM0008446



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro il recettore di tipo Toll 1 umano (TLR1/CD281). Validato per citometria a flusso (FC), adatto per la ricerca sull'immunità innata riguardante il riconoscimento dei lipopeptidi mediato dall'eterodimero TLR2/TLR1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale Coniglio anti-Umano TLR1
Note/Alias	TIL; CD281; rsc786; TIL. LPRS5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7096
GeneID	7096
Immunogeno	Peptide sintetico (un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 325-424 di TLR1 umano (NP_003254.2))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q15399
Peso Molecolare Proteico	90kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio