

Anticorpo Monoclonale Coniugato Con Coniglio Anti-Tnf-A Umano Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P01375

Numero articolo: CM0005029

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che mira al TNF- α umano, validato per citometria a flusso intracellulare. Specifico per la proteina TNF- α umana di 26 kDa. Ideale per la ricerca in immuno-oncologia e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb coniglio anti-TNF- α umano
Note/Alias	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alfa
Specie	Umano
ID gene (Umano)	7124
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 77-233 del TNF- α umano (NP_002344.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Umano
SWISS	P01375
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio