


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Tnf-A Umano Per Citometria A Flusso Intracellulare - P01375

Numero articolo: CM0004268



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro il TNF- α umano, validato per citometria a flusso intracellulare. Rileva una proteina di 26 kDa. Ideale per la ricerca sulle citochine e gli studi sulla risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome del Prodotto	Rabbit anti-Human TNF- α mAb
Annotazioni/Alias	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alpha
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	7124
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 77-233 del TNF- α umano (NP_002344.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Crociata	Umana
SWISS	P01375
Peso Proteico	26 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio