

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Tnfrsf10D/Trailr4 Per Fc - Q9Ubn6

Numero articolo: CM0009360

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia TNFRSF10D/TRAILR4 umano (recettore esca 2) per citometria a flusso diretta. Adatto per studi sull'apoptosi e sulla segnalazione di TRAIL. Reagisce in modo crociato con l'uomo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human TNFRSF10D/TRAILR4 mAb
Note / Alias	DCR2; CD264; TRUNDD; TRAILR4; TRAIL-R4
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	8793
GeneID	8793
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 56-211 di TNFRSF10D/TRAILR4 umano (NP_003831.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9UBN6
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio