

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Tnfrsf10D/Trailr4 Per Fc - Q9Ubn6

Numero articolo: CM0012262

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia TNFRSF10D/TRAILR4 (CD264, DCR2) umano, un recettore esca che blocca l'apoptosi mediata da TRAIL. Adatto per citometria a flusso (FC) e validato su cellule umane. Ideale per la ricerca sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Human TNFRSF10D/TRAILR4
Note/Alias	DCR2; CD264; TRUNDD; TRAILR4; TRAIL-R4
Specie	Umana
GeneID (umano)	8793
GeneID	8793
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 56-211 di TNFRSF10D/TRAILR4 umano (NP_003831.2))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9UBN6
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio