

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Tnfrsf10D/Trailr4 Per Fc - Q9Ubn6

Numero articolo: CM0008815

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che bersaglia TNFRSF10D/TRAILR4 umano (TRAIL-R4, CD264), un recettore esca per TRAIL. Validato per citometria a flusso, permette la rilevazione dell'espressione di TRAIL-R4 sulle cellule umane.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human TNFRSF10D/TRAILR4 mAb
Annotazioni/Altri nomi	DCR2; CD264; TRUND; TRAILR4; TRAIL-R4
Specie	Umana
GeneID (Umana)	8793
GeneID	8793
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 56-211 di TNFRSF10D/TRAILR4 umano (NP_003831.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9UBN6
Peso proteico	42 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio