

Coniglio Anti-Umano Trem1 Anticorpo Monoclonale Per Fc - Q9Np99

Numero articolo: CM0009396



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato specifico per TREM1 umano (CD354) convalidato per citometria a flusso. Adatto per lo studio dell'immunità innata, delle risposte infiammatorie e della segnalazione delle cellule mieloidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano TREM1 mAb
Osservazioni/Alias	CD354; TREM-1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	54210
Gene ID	54210
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-200 del TREM1 umano (NP_061113.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q9NP99
Peso Proteico	18kDa/26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio