

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Umano Trop-2 Per Citometria A Flusso - P09758

Numero articolo: CM0009588



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano TROP-2 coniugato ad . Rileva il trasduttore del segnale del calcio associato al tumore 2 mediante citometria a flusso. Esso è espresso nella placenta e nei carcinomi pancreatici. Ideale per la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Umano TROP-2
Note/Alias	EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1
Specie	Umano
GeneID	4070
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-274 dell'umano (NP_002344.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P09758
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio