

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Uomo Trop-2 Per Citometria A Flusso - P09758

Numero articolo: CM0010595



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit coniugato che bersaglia TROP-2 umano (TACSTD2) per citometria a flusso. Ideale per lo sviluppo di test IVD e la ricerca su antigeni tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome del prodotto	Rabbit anti-Human TROP-2 mAb
Note/Alias	TACSTD2; EGP-1; EGP1; GA733-1; GA7331; GP50; M1S1; TROP2; trasmettitore del segnale del calcio associato al tumore 2
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	4070
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-274 di TROP-2 umano (NP_002344.2)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Uomo
SWISS	P09758
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio