

Coniglio Anti-Umano Trop-2 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P09758

Numero articolo: CM0005300



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con mirato al TROP-2 umano (TACSTD2), validato per la citometria a flusso. Ideale per la ricerca sull'espressione di antigeni tumorali in campioni umani, inclusi cellule di carcinoma placentare e pancreatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano TROP-2 mAb
Note/Alias	EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1
Specie	Umano
Gene ID	4070
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-274 dell'umano (NP_002344.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P09758
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio