

Monoclonale Anticorpo Di Coniglio Anti-Trop-2 Umano Per If/Icc, Fc - P09758

Numero articolo: CM0009134



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro TROP-2 (TACSTD2) umano, coniugato con . Convalidato per immunofluorescenza e citometria a flusso. Ideale per la ricerca sui marcatori tumorali e lo sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	mAb di Coniglio anti-TROP-2 Umano
Note/Alias	EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	4070
ID Gene	4070
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-274 della TROP-2 umana (NP_002344.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività Crociata	Umana
SWISS	P09758
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio