

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-ULbp2 Umano Per Fc - Q9Bzm5

Numero articolo: CM0011443



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato diretto contro ULBP2 umano (NKG2DL2). Progettato per applicazioni di citometria a flusso nella ricerca sul cancro e sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio anti-ULBP2 umano
Note/Alias	N2DL2; RAET1H; RAET1L; NKG2DL2; ALCAN-alpha
Specie	Uomo
GeneID (umano)	80328
GeneID	80328
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-217 di ULBP2 umano (NP_079493.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9BZM5
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio