

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-ULbp2 Umano Per Fc - Q9Bzm5

Numero articolo: CM0010603



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che riconosce l'ULBP2 umano (ligando di NKG2D). Validato per la citometria a flusso. Riconosce una proteina ancorata a GPI espressa nelle cellule tumorali, mediando la citotossicità delle cellule NK per la ricerca in immuno-oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-ULBP2 umano
Note/Alias	ULBP2; ALCAN-alfa; N2DL2; NKG2DL2; RAET1H; Ligando di NKG2D 2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	80328
ID Gene	80328
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-217 dell'ULBP2 umano (NP_079493.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q9BZM5
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio