

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-B2-Microglobulina Umana Per Citometria A Flusso - P61769

Numero articolo: CM0011249



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ad diretto contro la β 2-microglobulina umana (B2M), un componente chiave del MHC di classe I. Validato per la citometria a flusso per facilitare studi sulla presentazione dell'antigene e sull'evasione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti- β 2-Microglobulina Umana
Note/Alias	B2M; IMD43; beta-2-microglobulina
Specie	Umana
GeneID (Umano)	567
GeneID	567
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-119 della β 2-Microglobulina umana (NP_004039.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P61769
Peso Proteico	13kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio