


Mab Coniglio Anti-B2 Microglobulina Umana Per Citometria A Flusso - P61769

Numero articolo: CM0009481



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti- β 2-microglobulina umana coniugato con per la rilevazione in citometria a flusso di B2M nel monitoraggio immunitario e negli studi di espressione dell'MHC. Questo reagente bersaglia la catena invariante dell'MHC di classe I, permettendo lo studio della presentazione degli antigeni e della funzione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human β 2 Microglobulin mAb
Note/Alias	IMD43
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	567
GeneID	567
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-119 della β 2 microglobulina umana (NP_004039.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P61769
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio