

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-B2 Microglobulina Umana Mab - P61769

Numero articolo: CM0012369



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con che mira alla $\beta 2$ Microglobulina umana (B2M), raccomandato per la citometria a flusso. Adatto per la ricerca sul sistema immunitario, studi sul MHC di classe I e sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti- $\beta 2$ Microglobulina Umana mAb
Note/Alias	B2M; IMD43; beta-2-microglobulina
Specie	Umana
GeneID	567
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-119 della $\beta 2$ Microglobulina umana (NP_004039.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P61769
Peso Proteico	13kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio