

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Uomo B2 Microglobulina Per Citometria A Flusso - P61769

Numero articolo: CM0009298



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti- β 2 Microglobulina umana (clone , IMD43) validato per citometria a flusso. Specifico per l'uomo; riconosce la proteina B2M di 14 kDa. Ideale per ricerca immunologica e applicazioni IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Coniglio anti-Uomo β 2 Microglobulina
Annotazioni/Alias	IMD43
Specie	Uomo
Gene ID	567
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-119 della β 2 Microglobulina umana (NP_004039.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P61769
Peso proteico	14 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio