

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-B2 Microglobulina Umana Per Citometria A Flusso - P61769

Numero articolo: CM0011428



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato diretto contro la β 2-Microglobulina umana (B2M). Validato per citometria a flusso (FC). Supporta la ricerca immunologica, gli studi sulla presentazione dell'antigene MHC classe I e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb coniglio anti- β 2 Microglobulina Umana coniugato
Note/Alias	B2M; IMD43; beta-2-microglobulina
Specie	Umana
GeneID (Umano)	567
GeneID	567
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-119 della β 2 Microglobulina umana (NP_004039.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P61769
Peso Proteico	13kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio