

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-B2 Microglobulina Umana Per Citometria A Flusso - P61769

Numero articolo: CM0009230



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che riconosce la $\beta 2$ Microglobulina umana per citometria a flusso. Rileva una proteina di 14kDa secreta e di superficie cellulare coinvolta nella presentazione dell'antigene MHC di classe I. Adatto per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio anti- $\beta 2$ Microglobulina Umana
Osservazioni/Alias	IMD43
Specie	Umana
GeneID	567
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-119 della $\beta 2$ Microglobulina umana (NP_004039.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P61769
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio