

Anticorpo Monoclonale Coniugato Rabbit Anti-Umano Vcam-1/Cd106 Per Fc - P19320

Numero articolo: CM0004837



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato Rabbit anti-Umano VCAM-1/CD106 per citometria a flusso (FC). Validato per campioni umani; bersaglia la proteina di adesione cellulare vascolare 1 coinvolta nella sorveglianza immunitaria e nell'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale Rabbit anti-Umano VCAM-1/CD106
Note/Alias	CD106; INCAM-100
Specie	Umano
ID Gene	7412
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-698 di VCAM-1/CD106 umano (NP_001069.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P19320
Peso Proteico	71kDa/74kDa/81kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio