

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Vcam-1/Cd106 Umano (Fc) - P19320

Numero articolo: CM0006092



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro VCAM-1 (CD106) umano. Validato per la citometria a flusso (FC). Immunogeno ricombinante (aa 25-698). Ideale per la ricerca sull'infiammazione e sull'adesione leucocitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-VCAM-1/CD106 umano
Note/alias	CD106; INCAM-100
Specie	Umano
ID del gene (umano)	7412
ID del gene	7412
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-698 della VCAM1 umana (NP_001069.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P19320
Peso della proteina	71 kDa/74 kDa/81 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante