

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Vcam-1/Cd106 Per Fc - P19320

Numero articolo: CM0005352



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che targeting VCAM-1 umano (CD106; INCAM-100). Validato per citometria a flusso (FC). Rileva multiple isoforme (~71, 74, 81 kDa). Adatto per la ricerca sull'adesione dei leucociti, sull'infiammazione e sulla sorveglianza immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-umano VCAM-1/CD106 mAb
Osservazioni/Alias	CD106; INCAM-100
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7412
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 25-698 del VCAM-1/CD106 umano (NP_001069.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P19320
Peso proteico	71kDa/74kDa/81kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio