

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Vcam-1/Cd106 Umano () Per Citometria A Flusso - P19320

Numero articolo: CM0012458



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro VCAM-1/CD106 umano, adatto all'analisi mediante citometria a flusso dell'espressione di VCAM-1 sulle cellule endoteliali e immunitarie. Ideale per lo studio dell'adesione leucocitaria e dei processi infiammatori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-VCAM-1/CD106 umano
Note/alias	CD106; INCAM-100
Specie	Umana
ID del gene (umano)	7412
ID del gene	7412
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-698 di VCAM-1/CD106 umano (NP_001069.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P19320
Peso della proteina	71 kDa/74 kDa/81 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante