

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd127/IL-7R α Umano/Scimmia Per Fc - P16871

Numero articolo: CM0008011



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con anti-CD127/IL-7R α umano/scimmia, convalidato per citometria a flusso. Bersaglio: subunità alfa del recettore dell'interleuchina-7 (UniProt P16871). Ideale per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD127/IL-7R α umano/scimmia
Note/Alias	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha; CD127/IL7R
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3575
GeneID	3575
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-236 del CD127/IL-7R α umano (NP_002176.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P16871
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio