

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd127/IL-7R α Umano/Di Scimmia - P16871

Numero articolo: CM0010828



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro CD127/IL-7R α umano e di macaco cinomolgo per citometria a flusso. Ideale per la ricerca immunologica e lo sviluppo di test diagnostici che coinvolgono le vie del recettore dell'IL-7.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD127/IL-7R α umano/di scimmia
Note/alias	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha; CD127/IL7R
Specie	Umano
GeneID (umano)	3575
GeneID	3575
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano, macaco cinomolgo
SWISS	P16871
Peso della proteina	52 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante