

Coniglio Anti-Umano/Scimmia CD127/IL-7R α Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P16871

Numero articolo: CM0012005



introduzione

Coniglio anti-Umano/Scimmia CD127/IL-7R α Anticorpo Monoclonale validato per Citometria a Flusso. Immunogeno ricombinante, reagisce con Umano e Cynomolgus. Ideale per l'analisi dell'espressione di IL-7R nella ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano/Scimmia CD127/IL-7R α mAb
Note/Alias	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha; CD127/IL7R
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3575
GeneID	3575
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-236 del CD127/IL-7R α umano (NP_002176.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P16871
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio