


Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd14 Mab Per Fc - P08571

Numero articolo: CM0010761



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di origine coniglio che targeting CD14 umano e di cinomolgo per citometria a flusso. CD14 è un corecettore LPS ancorato al GPI che media l'immunità innata. Ideale per l'identificazione di monociti/macrofagi nella ricerca diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano/Scimmia CD14 mAb
Note/Alias	CD14
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	929
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-352 del CD14 umano (NP_000582.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P08571
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio