

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cd14 Umano/Scimmia Per Fc - P08571

Numero articolo: CM0008087



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ad specifico per il CD14 umano e del cinomolgo, validato per la citometria a flusso. Mira all'antigene di differenziazione monocitica CD14, un corecettore per il lipopolisaccaride batterico e l'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD14 Umano/Scimmia
Note/Alias	CD14
Specie	Umano
GeneID (Umano)	929
GeneID	929
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-352 del CD14 umano (NP_000582.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P08571
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio