

Anticorpo Monoclonale Coniugato, Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd14 Per Fc - P08571

Numero articolo: CM0004313



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che riconosce CD14, validato per citometria a flusso in umano e scimmia cynomolgus. Corecettore per LPS batterico, media la risposta immunitaria innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano/scimmia CD14
Note/Alias	CD14
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	929
ID Gene	929
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P08571
Peso Molecolare Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio